

Fiche technique

Compressees de gaze tissées



Les compressees de gaze tissées Sanah sont des produits de qualité supérieure faits de coton à 100%, offrant une excellente absorption. Elles sont idéales pour les activités vétérinaires quotidiennes nécessitant une compresse plus durable, capable de résister aux déchirures. Parfaites pour le nettoyage général, la préparation de la peau avant une intervention, la désinfection, le débridement des plaies et l'application de pression.

Nom du produit	Compressees de gaze tissées non stériles
Caractéristiques	Non stérile Sans latex Usage unique
Nombre de plis	4 plis
Matériel	100% coton
Tissage	19 x 15 fils
Absorption	Rétention: ≥ 9 g/g Submersion: ≤ 10 sec
Normes de conformité qualité	EN 14079-2003 Fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Format
SA-GWN4P3X3	Compressees de gaze tissées non stériles 4 plis 3 x 3 po.	Paquet de 100