

Fiche technique

Gants en latex pour examen vétérinaire



Les gants d'examen en latex Sanah sont des produits de qualité supérieure offrant une sensibilité tactile maximale ainsi qu'une grande élasticité et résistance. Ils sont idéaux pour les activités vétérinaires quotidiennes nécessitant une manipulation précise ou délicate.

Nom du produit	Gants en latex pour examen vétérinaire		
Caractéristiques	Non stérile Sans poudre Ambidextre Doigts texturés pour une prise sûre Contient du latex, pouvant provoquer des réactions allergiques		
Matériel	Latex de caoutchouc naturel (ivoire)		
Épaisseur	Doigt	0.12 ± 0.02 mm	
	Paume	0.10 ± 0.02 mm	
Surface intérieure	Sans poudre, chloré pour faciliter l'enfilage		

Dimensions			
Grandeur	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids (g)
TP	≥ 230	≤ 80 ± 5	3.5 ± 0.3
P	≥ 230	80 ± 5	4.4 ± 0.3
M	≥ 230	95 ± 5	5.0 ± 0.3
G	≥ 230	110 ± 5	5.6 ± 0.3
TG	≥ 230	≥ 110	6.3 ± 0.3

Force de rupture (N)	Avant vieillissement	Après vieillissement
	≥ 6N (médiane)	≥ 6N (médiane)

Teneur en protéines max.	≤ 50 µg/dm ²
Résidu de poudre	≤ 2.0 mg par gant

Fiche technique

Gants en latex pour examen vétérinaire



Normes de conformité qualité	ASTM F1671 ISO 11193-1 ISO 21420:2020 EN 455 EN 374 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante Garder à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources d'ozone ou d'inflammation
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Format
SA-GLVNL-XS	Gants en latex pour examen vétérinaire très petit (TP)	100 gants
SA-GLVNL-S	Gants en latex pour examen vétérinaire petit (P)	100 gants
SA-GLVNL-M	Gants en latex pour examen vétérinaire moyen (M)	100 gants
SA-GLVNL-L	Gants en latex pour examen vétérinaire moyen grand (G)	100 gants
SA-GLVNL-XL	Gants en latex pour examen vétérinaire moyen très grand (TG)	100 gants