

Fiche technique

Aiguilles hypodermiques



Les aiguilles Sanah sont conçues pour les interventions vétérinaires courantes. Elles sont fabriquées avec précision afin d'assurer un tranchant constant et une pénétration fluide, réduisant les traumatismes cutanés.

Nom du produit	Aiguilles hypodermiques
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">StérileSans latexNon pyrogèneNon toxiqueEmballage souple individuelCompatible avec les seringues hypodermiques standardPointe à triple biseau ultra-affûtée réduisant l'inconfortCode de couleurs pour identification facile et rapide
Matériel	Acier inoxydable
Normes de conformité qualité	<ul style="list-style-type: none">ISO 7864ISO 6009ISO 9626ISO 80369-7Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Sécurité et élimination	<ul style="list-style-type: none">Ne pas recouvrir les aiguilles utiliséesÉliminer les objets tranchants après usage unique conformément à la réglementation de l'établissement pour éviter le risque d'infection
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Fiche technique

Aiguilles hypodermiques



Code manufacturier	Description	Couleur	Format
SA-NEED-161	Aiguilles hypodermiques 16G x 1" (1.6 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-16112	Aiguilles hypodermiques 16G x 1 ½" (1.6 mm x 38 mm)		100 unités
SA-NEED-181	Aiguilles hypodermiques 18G x 1" (1.2 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-18112	Aiguilles hypodermiques 18G x 1 ½" (1.2 mm x 38 mm)		100 unités
SA-NEED-201	Aiguilles hypodermiques 20G x 1" (0.9 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-20112	Aiguilles hypodermiques 20G x 1 ½" (0.9 mm x 38 mm)		100 unités
SA-NEED-211	Aiguilles hypodermiques 21G x 1" (0.8 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-2234	Aiguilles hypodermiques 22G x ¾" (0.7 mm x 19 mm)		100 unités
SA-NEED-221	Aiguilles hypodermiques 22G x 1" (0.7 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-22112	Aiguilles hypodermiques 22G x 1 ½" (0.7 mm x 38 mm)		100 unités
SA-NEED-2334	Aiguilles hypodermiques 23G x ¾" (0.6 mm x 19 mm)		100 unités
SA-NEED-231	Aiguilles hypodermiques 23G x 1" (0.6 mm x 25 mm)		100 unités
SA-NEED-2558	Aiguilles hypodermiques 25G x 5/8" (0.5 mm x 16 mm)		100 unités
SA-NEED-2612	Aiguilles hypodermiques 26G x ½" (0.45 mm x 13 mm)		100 unités
SA-NEED-2712	Aiguilles hypodermiques 27G x ½" (0.4 mm x 13 mm)		100 unités