

Fiche technique

Seringues orales avec capuchons



Les seringues orales Sanah sont conçues pour l'administration précise de médicaments liquides, de suppléments et de compléments nutritionnels chez les animaux. Elles sont offertes en emballages stériles individuels, adaptés à un usage en clinique ou à domicile par les clients.

Nom du produit	Seringues orales avec capuchons
Caractéristiques	Stérile Sans latex Non pyrogène Non toxique Emballage souple individuel Cylindre transparent lisse avec graduations précises et piston violet Embout centré ou embout cathéter
Matériel	Plastique polypropylène (PP)
Normes de conformité qualité	ISO 7886-1 ISO 10993 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Embout	Format
SA-SYROR-1	Seringues orales avec capuchons 1 mL	Centré	100 unités
SA-SYROR-3	Seringues orales avec capuchons 3 mL	Centré	100 unités
SA-SYROR-5	Seringues orales avec capuchons 5 mL	Cathéter	100 unités
SA-SYROR-10	Seringues orales avec capuchons 10 mL	Cathéter	48 unités