

Fiche technique

Seringues hypodermiques avec aiguilles



Les seringues hypodermiques avec aiguilles Sanah offrent une solution simple de qualité supérieure pour les interventions vétérinaires quotidiennes. Les aiguilles sont fabriquées avec des pointes ultra-affûtées à biseau triple, assurant une pénétration fluide et précise tout en réduisant l'inconfort pour l'animal. Elles sont préfixées à leur seringue, optimisant le flux de travail et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Nom du produit	Seringues hypodermiques avec aiguilles
Caractéristiques générales	<ul style="list-style-type: none"> Stérile Sans latex Non pyrogène Non toxique Emballage souple individuel
Caractéristiques seringues	<ul style="list-style-type: none"> Cylindre transparent lisse avec graduations précises Piston à faible espace mort inclus dans les seringues de 0.5 et 1 mL Fait de plastique polypropylène (PP)
Caractéristiques aiguilles	<ul style="list-style-type: none"> Fait d'acier inoxydable Pointe à triple biseau ultra-affûtée réduisant l'inconfort Code de couleurs pour identification facile et rapide
Normes de conformité qualité	<ul style="list-style-type: none"> ISO 7864 ISO 80369-7 ISO 6009 ISO 9626 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Sécurité et élimination	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas recouvrir les aiguilles utilisées Éliminer les objets tranchants après usage unique conformément à la réglementation de l'établissement pour éviter le risque d'infection
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Fiche technique

Seringues hypodermiques avec aiguilles



Code manufacturier	Description	Embout	Couleur	Format
SA-SYRNLS-05M2712	Seringues hypodermiques LS 0.5 mL avec aiguilles 27G x ½" (0.4 x 13 mm)	Luer Slip		100 unités
SA-SYRNLS-1M2712	Seringues hypodermiques LS 1 mL avec aiguilles 27G x ½" (0.4 x 13 mm)	Luer Slip		100 unités
SA-SYRNLS-1M2558	Seringues hypodermiques LS 1 mL avec aiguilles 25G x 5/8" (0.5 x 16 mm)	Luer Slip		100 unités
SA-SYRNLS-3M221	Seringues hypodermiques LS 3 mL avec aiguilles 22G x 1" (0.7 x 25 mm)	Luer Slip		100 unités
SA-SYRNLS-3M2234	Seringues hypodermiques LS 3 mL avec aiguilles 22G x ¾" (0.7 x 19 mm)	Luer Slip		100 unités
SA-SYRNLL-1M2558	Seringues hypodermiques LL 1 mL avec aiguilles 25G x 5/8" (0.5 x 16 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M2558	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 25G x 5/8" (0.5 x 16 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M231	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 23G x 1" (0.6 x 25 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M221	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 22G x 1" (0.7 x 25 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M2234	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 22G x ¾" (0.7 x 19 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M211	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 21G x 1" (0.8 x 25 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M20112	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 20G x 1 ½" (0.9 x 38 mm)	Luer Lock		100 unités
SA-SYRNLL-3M201	Seringues hypodermiques LL 3 mL avec aiguilles 20G x 1" (0.9 x 25 mm)	Luer Lock		100 unités