

# Fiche technique

## Seringues hypodermiques



Les seringues hypodermiques Sanah Luer Slip et Luer Lock offrent une performance d'injection exceptionnellement fluide grâce à l'action précise de leur piston, garantissant des mesures exactes pour une large gamme d'interventions.

<b>Nom du produit</b>	<b>Seringues hypodermiques</b>
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stérile</li> <li>Sans latex</li> <li>Non pyrogène</li> <li>Non toxique</li> <li>Emballage individuel souple</li> <li>Cylindre transparent lisse avec graduations précises</li> <li>Compatible avec les aiguilles hypodermiques standard</li> <li>Piston à faible espace mort inclus dans les seringues de 1 mL</li> </ul>
<b>Matériel</b>	Plastique polypropylène (PP)
<b>Normes de conformité qualité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 7886-1</li> <li>ISO 7864</li> <li>ISO 80369-7</li> </ul> Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
<b>Durée de conservation</b>	5 ans
<b>Conditions d'entreposage</b>	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
<b>Usage</b>	Pour usage vétérinaire seulement
<b>Origine de fabrication</b>	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Embout	Format
SA-SYRLS-1	Seringues hypodermiques LS 1 mL	Luer Slip	100 unités
SA-SYRLS-3	Seringues hypodermiques LS 3 mL	Luer Slip	100 unités
SA-SYRLS-5	Seringues hypodermiques LS 5 mL	Luer Slip	100 unités
SA-SYRLS-10	Seringues hypodermiques LS 10 mL	Luer Slip	100 unités
SA-SYRLL-1	Seringues hypodermiques LL 1 mL	Luer Lock	100 unités
SA-SYRLL-3	Seringues hypodermiques LL 3 mL	Luer Lock	100 unités
SA-SYRLL-5	Seringues hypodermiques LL 5 mL	Luer Lock	100 unités
SA-SYRLL-10	Seringues hypodermiques LL 10 mL	Luer Lock	100 unités
SA-SYRLL-20	Seringues hypodermiques LL 20 mL	Luer Lock	40 unités
SA-SYRLL-30	Seringues hypodermiques LL 30 mL	Luer Lock	40 unités
SA-SYRLL-60	Seringues hypodermiques LL 60 mL	Luer Lock	30 unités