

Fiche technique

Compresse de gaze non tissées



Les compresses de gaze non tissées Sanah sont des produits de qualité supérieure composés de 70 % viscose et 30 % polyester. La densité élevée de fibres (30 g/m²) assure une excellente absorption, ce qui les rend idéales pour les activités vétérinaires quotidiennes. Cette haute densité permet également d'utiliser moins de compresses pour accomplir vos tâches.

Nom du produit	Compresse de gaze non tissées non stériles
Caractéristiques	Non stérile Sans latex Usage unique
Nombre de plis	4 plis
Matériel	70% viscose + 30% polyester (30 gsm)
Absorption	Rétention: ≥ 10 g/g Submersion: ≤ 10 sec
pH	$6 \leq \text{pH} \leq 8$ (neutre)
Résistance à la traction	MD ≥ 33 N CD ≥ 6 N
Normes de conformité qualité	EN 14079-2003 Fabriqué dans un établissement certifié ISO 13485
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Format
SA-GNN4P2X2	Compresse de gaze non tissées non stériles 4 plis 2 x 2 po.	Paquet de 200
SA-GNN4P3X3	Compresse de gaze non tissées non stériles 4 plis 3 x 3 po.	Paquet de 200
SA-GNN4P4X4	Compresse de gaze non tissées non stériles 4 plis 4 x 4 po.	Paquet de 200