

# Fiche technique

## Gants en latex pour chirurgie vétérinaire



Les gants chirurgicaux en latex Sanah offrent une protection fiable pour toutes les interventions chirurgicales vétérinaires. Chaque paire est emballée individuellement et stérilisée par technologie E-beam, garantissant une stérilité constante.

<b>Nom du produit</b>	<b>Gants en latex pour chirurgie vétérinaire</b>
<b>Caractéristiques</b>	Stérile Sans poudre Forme anatomique (G/D) avec doigts courbés Contient du latex, pouvant provoquer des réactions allergiques
<b>Matériel</b>	Latex de caoutchouc naturel (ivoire)
<b>Épaisseur</b>	Doigt médian      0.20 ± 0.03 mm Paume                0.18 ± 0.02 mm Manchette          0.14 ± 0.02 mm
<b>Texture</b>	Micro-texturé (surface externe)

Dimensions			
Grandeur	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids moyen (g/paire)
6.0	265	77 ± 4	15 ± 1
6.5	265	83 ± 5	16 ± 1
7.0	275	89 ± 5	18 ± 1
7.5	275	95 ± 5	18.5 ± 1
8.0	275	102 ± 6	19.5 ± 1
8.5	285	106 ± 6	21.5 ± 1

<b>Force de rupture (N)</b>	Avant vieillissement	Après vieillissement
	≥ 9	≥ 9

<b>Poudre pour enfilage</b>	Amidon de maïs modifié (USP)
<b>Teneur en protéines max.</b>	120 µg/g
<b>Résidu de poudre</b>	≤ 2.0 mg/dm <sup>2</sup>

# Fiche technique

## Gants en latex pour chirurgie vétérinaire



<b>Méthode de stérilisation</b>	Faisceau d'électrons (E-beam)
<b>Test d'étanchéité à l'eau</b>	AQL 0.65
<b>Normes de conformité qualité</b>	ASTM D3577 EN 455 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
<b>Durée de conservation</b>	3 ans
<b>Conditions d'entreposage</b>	Conserver dans un endroit sec à température ambiante Garder à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources d'ozone ou d'inflammation
<b>Usage</b>	Pour usage vétérinaire seulement
<b>Origine de fabrication</b>	Fabriqué en Chine

<b>Code manufacturier</b>	<b>Description</b>	<b>Format</b>
SA-GLVSL-6.0	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 6.0	50 paires
SA-GLVSL-6.5	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 6.5	50 paires
SA-GLVSL-7.0	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 7.0	50 paires
SA-GLVSL-7.5	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 7.5	50 paires
SA-GLVSL-8.0	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 8.0	50 paires
SA-GLVSL-8.5	Gants en latex pour chirurgie vétérinaire 8.5	50 paires