

Fiche technique

Gants en vinyle pour examen vétérinaire



Les gants d'examen en vinyle Sanah sont des produits de qualité supérieure économiques pour l'exécution de tâches vétérinaires non médicales nécessitant un faible niveau de protection.

Nom du produit	Gants en vinyle pour examen vétérinaire		
Caractéristiques	Non stérile Sans latex Sans poudre Ambidextre		
Matériel	Vinyle 3.5 mil (clair)		
Épaisseur	Doigt	≥ 0.08 mm	
	Paume	≥ 0.08 mm	

Dimensions			
Grandeur	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Poids moyen (g)
P	≥ 230	85 ± 5	4.6
M	≥ 230	95 ± 5	5.0
G	≥ 230	105 ± 5	5.5
TG	≥ 230	115 ± 5	6.0

Caractéristiques des propriétés physiques		
Résistance à la traction	Avant vieillissement	Après vieillissement
	≥ 11 MPa	≥ 11 MPa
Allongement à la rupture	Avant vieillissement	Après vieillissement
	≥ 300%	≥ 300%

Résidu de poudre	≤ 2.0 mg par gant
-------------------------	-------------------

Fiche technique

Gants en vinyle pour examen vétérinaire



Normes de conformité qualité	ASTM F1671 ASTM D5250 EN 455 EN 374 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Code manufacturier	Description	Format
SA-GLVNV-S	Gants en vinyle pour examen vétérinaire petit (P)	100 gants
SA-GLVNV-M	Gants en vinyle pour examen vétérinaire moyen (M)	100 gants
SA-GLVNV-L	Gants en vinyle pour examen vétérinaire grand (G)	100 gants
SA-GLVNV-XL	Gants en vinyle pour examen vétérinaire très grand (TG)	100 gants