

Fiche technique

Seringues à insuline



Les seringues à insuline Sanah sont conçues pour répondre aux exigences des cliniques vétérinaires occupées. Elles sont offertes en deux graduations, assurant un dosage précis pour les animaux diabétiques. Elles sont proposées en emballages souples individuels, adaptés à une utilisation en clinique ainsi qu'à domicile par les clients.

Nom du produit	Seringues à insuline
Caractéristiques générales	Stérile Sans latex Non pyrogène Non toxique Emballage souple individuel
Caractéristiques seringues	Graduations claires pour un dosage précis Graduations demi-unité sur les seringues de 0.3 et 0.5 mL Mouvement fluide du piston pour un remplissage précis Fait de plastique polypropylène (PP)
Caractéristiques aiguilles	Fait d'acier inoxydable Pointe à triple biseau ultra-affûtée réduisant l'inconfort
Normes de conformité qualité	ISO 8537 ISO 9626 ISO 10993-7 Fabriqué dans une installation certifiée ISO 13485 et PAUMM
Durée de conservation	5 ans
Conditions d'entreposage	Conserver dans un endroit sec à température ambiante
Sécurité et élimination	Ne pas recouvrir les aiguilles utilisées Éliminer les objets tranchants après usage unique conformément à la réglementation de l'établissement pour éviter le risque d'infection
Usage	Pour usage vétérinaire seulement
Origine de fabrication	Fabriqué en Chine

Fiche technique

Seringue à insuline



Code manufacturier	Description	Couleur	Format
SA-SYRIN40-03M2912	Seringues à insuline U-40 0.3 mL avec aiguilles 29G x 1/2" (0.33 x 13 mm)	rouge	100 unités
SA-SYRIN40-05M2912	Seringues à insuline U-40 0.5 mL avec aiguilles 29G x 1/2" (0.33 x 13 mm)	rouge	100 unités
SA-SYRIN40-1M2912	Seringues à insuline U-40 1 mL avec aiguilles 29G x 1/2" (0.33 x 13 mm)	rouge	100 unités
SA-SYRIN40-1M2812	Seringues à insuline U-40 1 mL avec aiguilles 28G x 1/2" (0.36 x 13 mm)	bleu clair	100 unités
SA-SYRIN100-03M31516	Seringues à insuline U-100 0.3 mL avec aiguilles 31G x 5/16" (0.25 x 8 mm)	blanc	100 unités
SA-SYRIN100-03M2912	Seringues à insuline U-100 0.3 mL avec aiguilles 29G x 1/2" (0.33 x 13 mm)	rouge	100 unités
SA-SYRIN100-05M2912	Seringues à insuline U-100 0.5 mL avec aiguilles 29G x 1/2" (0.33 x 13 mm)	rouge	100 unités
SA-SYRIN100-05M2812	Seringue à insuline U-100 0.5 mL avec aiguilles 28G x 1/2" (0.36 x 13 mm)	bleu clair	100 unités